

LASCOD



**SELECCIÓN
EXCLUSIVA
ZEYCO®**



zeffiro clínico

FÁCIL DE PULIR Y / NO MOLETEADO

La ausencia completa de la superficie moleteada evita el uso de cepillos y estropajos metálicos que dañan el instrumento en la limpieza y facilitan el inicio de los procesos de corrosión.

AGARRE SEGURO/ SENSIBILIDAD

El mango del instrumento mejora la sensibilidad de control y operatividad reduciendo la fatiga de la mano. Están disponibles mangos de diámetro: 6 mm (sólido) y 8-10 mm (hueco).



PUNTAS CON INSERTO EN FORMA DE CONO

Esta solución, además de hacer impenetrable el área de la unión, elimina la necesidad de añadir otros materiales adhesivos, químicos o soldadura, los cuales facilitan la oxidación y la corrosión.

Estudios universitarios demuestran que estas áreas han sido identificadas como las más peligrosas, capaces de retener el material orgánico incluso después de una fase de limpieza cuidadosa.



ZFB211
5P
Ø mm. 24
Plano - conf.
de 12 piezas.



ZFB215
SDS
Ø mm. 24
Plano - doble superficie
reflectante de Rodio -
conf. de 6 piezas.

RESISTENCIA A CORROSION / LARGA DURACION

Los instrumentos Zeffiro están hechos con una selección y prueba de las mejores formulaciones de acero quirúrgico (de acuerdo con la norma UNI EN ISO 7153 - 1) para asegurar su funcionalidad en tiempo, la máxima resistencia a la corrosión y un alto estándar de calidad, lo que los hace adecuados para cualquier técnica de saneamiento y esterilización.



ZFZ900
con succión 1,8 ml.
cm. 13,5



ZFB001
1
Octogonal

ZFB002
2
Ø 6 mm.

ZFB004
2A
Ø 7 mm.

100% acero
inoxidable

Zeffiro trays


(Zeffiro bandejas)



ZTR101
mm 222x140x25h
para 8 instrumentos



ZTR111
mm 202x140x24h
para 5 instrumentos
+ espacios modulares



ZTR102
mm 185x207x25h
para 10 instrumentos
+ espacios modulares



ZTR201
mm 274x202x30h
para 12 instrumentos
+ espacios modulares



ZTR301
mm 370x235x34h
para 14 instrumentos
+ espacios modulares

ERGONOMIC ORGANIZATION SYSTEM *(Sistema de Organización Ergonómica)*

Las bandejas de instrumentos Zeffiro, brindan una respuesta concreta a la necesidad de trabajar con la máxima seguridad y con la máxima organización. Hechas en acero inoxidable de alta calidad (AISI 304 - DIN 1.4301) son adecuadas y resistentes a cualquier técnica de higienización y descontaminación.

zeffiro laboratorio



ZFL040
PKT 1V



ZFL041
PKT 2G



ZFL042
PKT 3V



ZFL043
PKT 4R



ZFL044
PKT 5A



ZLL001
IWW - Iwanson
Para cera

ZLL002
IWM - Iwanson
Para metal

Lascod&Zeyco, una sociedad exclusiva para la distribución en México de productos "Made in Italy", que ha permanecido por más de 2 décadas.



alginatos

KROMOPAN ha revolucionado el mundo de la odontología permitiendo impresiones dentales de alta precisión. Buena elasticidad, tiempo de impresión súper rápido y larga conservación, proporcionan la realización perfecta de cualquier prótesis.

la máxima precisión **20µm**

ALGINOR-ORTHO Alginato específico para impresiones de ortodoncia. Tiene una alta elasticidad y resistencia al desgarro que permite la impresión perfecta aún cuando hay retenciones obvias y los brackets ya existentes.

fácil de usar

Kromopan y Alginor-orto son alginatos cromáticos de Lascod. El indicador de color ayuda a que el trabajo de preparación de la impresión sea fácil, independientemente de las condiciones ambientales, la temperatura y la dureza del agua utilizada.

tiempo de
fraguado
extra
rápido

30"



Etapas del cambio de color Kromopan



Etapas del cambio de color Alginor

alta fidelidad de las dimensiones en el tiempo



Si se almacena en una bolsa de plástico sellada, sin la adición de agua, de papel o de algodón humedecido, las impresiones tomadas con los alginatos de Lascod son inalterables por más de 100 horas.