



R20Q AHORA
TAMBIÉN EN
COLOR
NEGRO



R20Q™ Nitrilo
Color Negro
Caja con 200 pzs.



R20Q™ Nitrilo
Color Azul
Caja con 200 pzs.



LU™ Nitrilo
Color naranja con Vitamina E y Lanolina,
Caja con 200 pzs.



ORIGINAL Latex
Ligeramente Polvreados,
Caja con 100 pzs.

TABLA COMPARATIVA DE GUANTES

	LÁTEX	NITRILO	VINIL
Barrera de Protección	👉👉👉	👉👉👉	👉
Resistencia al Desgare	👉👉	👉👉👉	👉
Resistencia a la Punción	👉👉	👉👉👉	👉
Tensión y Elasticidad	👉👉👉	👉👉👉	👉
Sensibilidad Táctil	👉👉👉	👉👉👉	👉
Alergenos	Si	No	No
Comodidad y Desempeño	👉👉	👉👉👉	👉
Resistencia a los Químicos	👉	👉👉👉	👉



En un proceso de manufactura promedio, un par de guantes puede estar en contacto con la piel humana más de 8 veces. Con la máxima higiene en mente, los guantes "Cranberry" son "First Touch", manufacturados y empacados sin contacto directo o exposición a la piel. No se exponga al uso de cualquier guante, busque las etiquetas "First Touch" y "Cranberry" y así tendrá la seguridad de que cuenta con la mejor protección para usted y sus clientes.